

COLORODENT INCISAL MEDIUM BLUE

COLORI PER ZIRCONIA AD USO DENTALE
ZIRCONIA COLORS FOR DENTISTRY
ISO 6872 STANDARD

CONTIENE: DIETILEN GLICOL
IT CONTAINS: DIETILENE GLICOLE

COMPOSIZIONE %:
COMPOSITION %

| | |
|--------------------------------|---|
| TC100904 3X | TC100999 |
| 20 | 80% |
| 0.25% Co+ 66% H ₂ O | C ₄ H ₁₀ O ₃ |

AVVERTENZE
WARNINGS
Xn



NOCIVO

NOCIVO PER INGESTIONE
R22
HARMFUL TO RECORDING