

COLORODENT ORANGE

COLORI PER ZIRCONIA AD USO DENTALE
ZIRCONIA COLORS FOR DENTISTRY
ISO 6872 STANDARD

CONTIENE: DIETILEN GLICOL
IT CONTAINS: DIETILENE GLICOLE

COMPOSIZIONE %:
COMPOSITION %

TC100901 3X	TC100999
75%	25%
0.32%Pr + 66% H ₂ O	C ₄ H ₁₀ O ₃

AVVERTENZE
WARNINGS
Xn



NOCIVO

NOCIVO PER INGESTIONE
R22
HARMFUL TO RECORDING

